


Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Apolipoprotein C3 폴리클로날 항체 - P02656

품목 번호: CM0017647



소개

인간 Apolipoprotein C3 (APOC3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Apolipoprotein C3 Rabbit pAb
비고/별칭	Apo-C3; ApoC-3; APOCIII; Apolipoprotein C3
종	인간
유전자 ID (인간)	345
유전자 ID	345
면역원	인간 Apolipoprotein C3 (NP_000031.1)의 아미노산 1-99에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02656
단백질 무게	11kDa
배송	아이스백