


Anti-Apolipoprotein D (Apod) 폴리클론 항체 For Ihc-P 및 Elisa - P05090

품목 번호: CM0019262



소개

인간 Apolipoprotein D (APOD)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 지질 수송, 지단백질 대사 및 신경계 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	APOD Rabbit pAb
비고/별칭	APOD
종	인간
GeneID (Human)	347
GeneID	347
면역원	인간 APOD (NP_001638.1)의 아미노산 21-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05090
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백