


Wb용 항아포지단백 E(Apoe) 토끼 다클론 항체 - P08226

품목 번호: CM0030477



소개

생쥐 아포지단백 E(Apoe)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 생쥐와 쥐에서 교차 반응합니다. 지질 대사 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Apoe 토끼 pAb
비고/별칭	Apo-E
종	생쥐
GeneID (인간)	348
GeneID	11816
면역원	생쥐 Apoe(NP_033826.2)의 아미노산 20-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P08226
단백질 크기	36 kDa
배송	아이스백