

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항ApoM 다클론 항체 - O95445

품목 번호: CM0026531



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 ApoM 토끼 pAb입니다. 인간, 마우스 및 래트 ApoM을 인식합니다. 인간 ApoM의 22-188 아미노산에 해당하는 재조합 면역원입니다. 지질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	ApoM 토끼 pAb
비고/별칭	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
종	인간
유전자ID (인간)	55937
유전자ID	55937
면역원	재조합 단백질 인간 ApoM (NP_061974.2)의 22-188 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95445
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩