

Anti-App (아밀로이드-베타 전구체 단백질) Rabbit Monoclonal Antibody [Ko 검증 완료] For Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

품목 번호: CM0003246



소개

인간 APP (아미노산 671-770)를 표적으로 하는 KO 검증 완료 토끼 단일클론 항체. WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 알츠하이머병 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] APP Rabbit mAb
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
종	인간
GeneID (인간)	351
GeneID	351
면역원	합성 펩타이드 인간 APP (P05067)의 아미노산 671-770 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05067
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백