

Wb, If/Icc, Elisa용 항-App 토끼 다클론 항체 - P05067

품목 번호: CM0017078



소개

인간 아밀로이드 베타 전구체 단백질(APP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플을 이용한 신경변성 연구에 이상적입니다. SWISS: P05067.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APP 토끼 pAb
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
종	인간, 마우스, 래트
유전자ID (인간)	351
유전자ID	351
면역원	인간 APP (NP_000475.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05067
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩