

Wb, Elisa용 Anti-App Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) - P05067

품목 번호: CM0023697



소개

인간 APP에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 KO(녹아웃) 검증이 완료되었습니다. 전장 APP와 아밀로이드-베타 단편을 인식합니다. 신경과학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO Validated] APP Rabbit pAb
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
종(Species)	인간(Human)
GeneID	351
면역원(Immunogen)	인간 Aβ42 (NP_000475.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P05067
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)