


Anti-App1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ukg1

품목 번호: CM0011206



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 APPL1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 교차 반응합니다. 세포 신호 및 면역 반응에 관여하는 다기능 어댑터 단백질인 APPL1를 타겟으로 합니다. 엔도솜 운송(endosomal trafficking) 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APPL1 Rabbit mAb
비고/별칭	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (Human)	26060
유전자 ID	26060
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 APPL1 (Q9UKG1)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q916G1
단백질 분자량	80 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)