


Anti-Appl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ukg1

품목 번호: CM0030478



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 APPL1 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스, 래트 APPL1과 교차 반응합니다. 세포 증식, 대사 및 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다. 80 kDa 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APPL1 Rabbit pAb
비고/별칭	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
종	인간
GeneID (Human)	26060
GeneID	26060
면역원	재조합 단백질: 인간 APPL1 (NP_036228.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKG1
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백