


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Aprt 토끼 단클론 항체(Kd 검증) - P07741

품목 번호: CM0010181



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 APRT에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 퓨린 재활용 대사에서 중요한 효소인 아데닌 포스포리보실트랜스퍼레이스를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] APRT 토끼 mAb
비고/별칭	AMP; APRTD
종	인간
GeneID (인간)	353
GeneID	353
면역원	재조합 단백질; 인간 APRT의 아미노산 1~180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000476.1)
숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07741
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩