


Wb 및 Elisa용 항-APrt 토끼 다클론 항체 - P07741

품목 번호: CM0025922



소개

인체 APRT(아데닌 포스포리보실트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APRT 토끼 pAb
비고/별칭	AMP; APRTD; APRT
종	인체
GeneID	353
면역원	인체 APRT(NP_000476.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	P07741
단백질 무게	20kDa
배송	아이스팩