


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aprt 토끼 다클론 항체 - P07741

품목 번호: CM0017382



소개

인간 APRT에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 APRT(20 kDa)를 인식합니다. AMP 회수 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APRT 토끼 pAb
비고/별칭	AMP, APRTD, APRT
종	인간
유전자 ID	353
면역원	인간 APRT의 아미노산 1-180(NP_000476.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07741
단백질 분자량	20 kDa
배송	아이스팩