

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Aptx 토끼 다클론 항체 - Q7Z2E3

품목 번호: CM0029334



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용분야에서 검증된 APTX 토끼 다클론 항체입니다. 인간 아프라탁신(분자량 41 kDa)과 특이적으로 반응합니다. DNA 복구, 염기 절제 복구 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APT _X 토끼 pAb
비고/별칭	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOAHA; FHA-HIT; APT _X
종	인간
유전자ID (인간)	54840
유전자ID	54840
면역원	인간 APT _X (NP_001182178.1)의 아미노산 93-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z2E3
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백