

Ihc-P, Elisa용 Anti-Aqp2 다클론 항체 - P41181

품목 번호: CM0015569



소개

인간 AQP2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 29kDa 단백질을 검출합니다. 신장 수분 항상성 및 집합관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AQP2 토끼 pAb
비고/별칭	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
종	인간
유전자 ID (인간)	359
유전자 ID	359
면역원	제조업 단백질: 인간 AQP2(NP_000477.1)의 아미노산 147-271에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P41181
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩