

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Aqp2 다클론 항체 - P41181

품목 번호: CM0021623



소개

AQP2 토끼 pAb는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA용 다클론 항체로, 인간 AQP2를 검출하며 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 신장 수분 수송 및 요붕증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AQP2 토끼 pAb
비고/별칭	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
종	인간
GeneID (인간)	359
GeneID	359
면역원	인간 AQP2 (NP_000477.1)의 아미노산 147-271 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41181
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩