

Wb, If-P, Elisa용 항-Aqp3 토끼 다클론 항체 - Q92482

품목 번호: CM0029804

소개

인간 AQP3에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 상피 및 피부 연구에서 글리세롤, 물, H2O2 수송에 필수적인 아쿠아포린-3을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AQP3 토끼 pAb
비고/별칭	GIL; AQP-3; AQP3
종	인간
GeneID (인간)	360
GeneID	360
면역원	인간 AQP3 (NP_004916.1)의 아미노산 178-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92482
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩