


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aqp5 토끼 단일클론 항체 - P55064

품목 번호: CM0007557



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 AQP5에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 수분 수송, 침샘 기능 및 피부 수화 연구에 적합합니다. 분자량 28 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AQP5 토끼 mAb
비고/별칭	PPKB; AQP-5; AQP5
종	인간
GeneID (인간)	362
GeneID	362
면역원	인간 AQP5(NP_001642.1)의 아미노산 165-265 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55064
단백질 분자량	28 kDa
배송	아이스팩