


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aqp5 토끼 다클로날 항체 - P55064

품목 번호: CM0025545



소개

수용채널 단백질-5(Aquaporin-5, AQP5)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 타액선 기능, 조절 용적 감소(regulatory volume decrease) 및 에크린 땀샘 생물학에서 수용 채널을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AQP5 Rabbit pAb
비고/별칭	PPKB; AQP-5; AQP5
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	362
면역원(Immunogen)	인간 AQP5 (NP_001642.1)의 아미노산 166-265에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P55064
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)