

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aqp9 토끼 다클로날 항체 - O43315

품목 번호: CM0025049

소개

사람 AQP9에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 글리세롤/수송, 간 당신생, 및 비소 독성 연구에 사용합니다. - O43315

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AQP9 Rabbit pAb
비고/별칭	SSCI, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	366
GeneID	366
면역원	사람 AQP9 (NP_066190.2)의 아미노산 211-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O43315
단백질 크기	31kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)