

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Aqr 토끼 다클론 항체 - O60306

품목 번호: CM0027331



소개

RNA 헬리카제 아쿠아리우스(AQR/IBP160)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 이 항체는 pre-mRNA 스플라이싱, snoRNP 생합성 및 RNA 헬리카제 활성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AQR 토끼 pAb
비고/별칭	IBP160; fSAP164; AQR
종	인간
GeneID (인간)	9716
GeneID	9716
면역원	인간 AQR (NP_055506.1)의 아미노산 400-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60306
단백질 분자량	171kDa
배송	아이스 팩