

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항아쿠아포린-1(Aqp1) 토끼 단클론 항체 - P29972

품목 번호: CM0012288



소개

인간 아쿠아포린-1(AQP1)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 AQP1을 검출합니다. 수분 항상성 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	아쿠아포린-1(AQP1) 토끼 mAb
비고/별칭	CO; CHIP28; AQP-CHIP; 아쿠아포린-1(AQP1)
종	인간
유전자ID (인간)	358
유전자ID	358
면역원	합성 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29972
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백