

Anti-Aquaporin-1 (Aqp1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - P29972

품목 번호: CM0021322



소개

사람 Aquaporin-1 (AQP1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 수로 및 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Aquaporin-1 (AQP1) Rabbit pAb
비고/별칭	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporin-1 (AQP1)
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	358
GeneID	358
면역원	합성 펩타이드 사람 Aquaporin-1 (AQP1) (NP_932766.1)의 아미노산 200-269 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P29972
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백