


Anti-Aquaporin-10 (Aqp10) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Ps8

품목 번호: CM0029817



소개

사람 Aquaporin-10 (AQP10)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스에 반응합니다. 약 32 kDa 밴드를 검출하며, 글리세롤 수송 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	AQP10 Rabbit pAb
비고/별칭	AQPA_HUMAN; AQP10
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	89872
GeneID	89872
면역원	사람 AQP10 (NP_536354.2)의 아미노산 209-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q96PS8
단백질 크기	32kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)