

Anti-Aquaporin-3 (Aqp3) Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - Q92482

품목 번호: CM0026505

소개

인간 Aquaporin-3 (AQP3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 글리세롤/수송 수송에 관여하는 32 kDa 글리코실화 단백질을 검출하며, 피부 및 신장 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AQP3 Rabbit pAb
비고/별칭	GIL; AQP-3; AQP3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	360
GeneID	360
면역원(Immunogen)	인간 AQP3 (NP_004916.1)의 아미노산 193-292 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q92482
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	Ice bag