

Wb용 Anti-Aquaporin-4 (Aqp4) 토끼 단일클론 항체 - P55087

품목 번호: CM0002138



소개

WB, IF-F, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 재조합 anti-Aquaporin-4 (AQP4) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뇌 수분 항상성, 글림프성 수송 및 아밀로이드-베타 제거 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Aquaporin-4 (AQP4) Rabbit mAb
비고/별칭	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	361
GeneID	361
면역원	인간 Aquaporin-4 (AQP4) (NP_001641.1)의 아미노산 256-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P55087
단백질 분자량	32KDa/34kDa
배송	아이스백