

항아쿠아포린-4 (Aqp4) 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P55087

품목 번호: CM0027664



소개

인간 Aquaporin-4 (AQP4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 글림프계 청소 및 뇌 수분 항상성에 관여하는 핵심 뇌 수분 채널을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Aquaporin-4 (AQP4) 토끼 pAb
비고/별칭	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)
종	인간
GeneID (인간)	361
GeneID	361
면역원	재조합 단백질 인간 Aquaporin-4 (AQP4) (NP_001641.1)의 아미노산 256-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55087
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스백