

Anti-Aquaporin-8 (Aqp8) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O94778

품목 번호: CM0028816

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 anti-AQP8 항체; 인간, 마우스, 랫트에 교차 반응합니다. 아쿠아포린-8의 물 및 과산화수소 수송, 담즙 분비, 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다. 예측 분자량 약 27 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AQP8 Rabbit pAb
비고/별칭	AQP-8; AQP8
종	인간
유전자 ID (인간)	343
유전자 ID	343
면역원	합성 펩타이드 인간 AQP8 (NP_001160.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O94778
단백질 무게	27kDa
배송	아이스 팩