

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Araf 폴리클로날 항체 - P10398

품목 번호: CM0018735



소개

인간 ARAF에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 ARAF 검출에 적합합니다. 세포분열 신호전달 및 근육 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARAF Rabbit pAb
비고/별칭	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
종	인간
GeneID (Human)	369
GeneID	369
면역원	인간 ARAF (NP_001645.1)의 아미노산 371-606에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10398
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백