

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Arap1 폴리클로날 항체 - Q96P48

품목 번호: CM0015887



소개

인간 ARAP1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 대해 검증됨. 쥐 및 래트 ARAP1을 검출. 액틴 세포골격 및 막 수송 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARAP1 토끼 pAb
비고/별칭	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	116985
유전자 ID	116985
면역원	인간 ARAP1 (NP_001128662.1)의 아미노산 834-1133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q96P48
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스백