

Anti-Arc (Harc/Arg3.1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7Lc44

품목 번호: CM0030389



소개

인간 ARC/Arg3.1에 대한 고친화도 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 생쥐 ARC 검출 가능; 시냅스 가소성 및 신경과학 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	ARC Rabbit pAb
비고/별칭	hArc; Arg3.1; ARC
종	인간
GeneID (Human)	23237
GeneID	23237
면역원	인간 ARC (NP_056008.1)의 아미노산 1-220 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
분류	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q7LC44
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백