

Anti-Arcn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P48444

품목 번호: CM0024374

소개

WB, IF/ICC, ELISA 애플리케이션용 코아토머 서브유닛 델타(ARCN1) 토끼 다클로널 항체. 사람, 마우스, 쥐에서 검증됨. 골지체에서 ER로의 수송에 관여하는 코아토머 복합체의 일부입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARCN1 Rabbit pAb
비고/별칭	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	372
GeneID	372
면역원	사람 ARCN1 (NP_001646.2)의 아미노산 212-511에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P48444
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백