


Wb, Elisa용 Anti-Arf1 폴리클로날 항체 - P84077

품목 번호: CM0028731



소개

인간 ADP-리보실화 인자 1 (ARF1, P84077)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 골지 수송(Golgi trafficking), 시냅스 가소성 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARF1 Rabbit pAb
비고/별칭	PVNH8; ARF1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	375
GeneID	375
면역원(Immunogen)	인간 ARF1 (P84077)의 아미노산 100-181 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P84077
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)