


Anti-Arf1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P84077

품목 번호: CM0008017



소개

Western blot, IF/ICC, ELISA용 ARF1 Rabbit mAb.
인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)에서 검증됨.
단백질 운송 및 골지체(Golgi) 기능에 중요한 소형
GTPase인 ADP-리보실화 인자 1(ADP-ribosylation
factor 1)을 타겟으로 함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARF1 Rabbit mAb
비고/별칭	PVNH8; ARF1
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	375
Gene ID	375
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide) 인간 ARF1 (P84077)의 아미노산 70-150 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P84077
단백질 분자량	21 kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)