


Anti-Arf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P84077

품목 번호: CM0024098



소개

Western blot 및 ELISA에 검증된 고품질 ARF1 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 ARF1을 검출합니다. 골지체 이동, 시냅스 가소성 및 콜레라 독소 활성화 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ARF1 Rabbit pAb
비고/별칭	PVNH8; ARF1
종	인간
GeneID (Human)	375
GeneID	375
면역원	인간 ARF1 (NP_001649.1)의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84077
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백