

Anti-Arf12 Rabbit Polyclonal Antibody (Oryza Sativa Arf12) - Arf12

품목 번호: CM0018999

소개

Anti-ARF12 Rabbit Polyclonal Antibody는 벼(Oryza sativa) ARF12(Q0J951, 91kDa)를 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 적합합니다. 벼에서 검증된 이 pAb은 식물 연구 및 옥신 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | ARF12 Rabbit pAb                                                               |
| 비고/별칭   | ARF8; ARF12; OsARF8; OsJ_16583                                                 |
| 종       | 벼(Oryza sativa)                                                                |
| 유전자 ID  | 4337363                                                                        |
| 면역원     | 재조합 단백질 벼(Oryza sativa) ARF12(Q0J951)의 아미노산 710-818에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천      | 토끼                                                                             |
| 범주      | 폴리클론항체                                                                         |
| 응용 분야   | WB, ELISA                                                                      |
| 교차 반응성  | 벼(Oryza sativa)                                                                |
| 단백질 분자량 | 91kDa                                                                          |
| 배송      | 아이스백                                                                           |