


Wb, If/Icc, Elisa용 항Arf4 다클론 항체 - P18085

품목 번호: CM0028620



소개

인간 ARF4(ADP-리보실화 인자 4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 골지 수송 및 섬모형성 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARF4 토끼 pAb
비고/별칭	ARF2; ARF4
종	인간
유전자 ID (인간)	378
유전자 ID	378
면역원	재조합 단백질 인간 ARF4 (NP_001651.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P18085
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩