

항Arf5 (Ko 검증 완료) Wb, Elisa용 토끼 다클론 항체 - P84085

품목 번호: CM0024118



소개

ARF5에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 골지 수송, mTORC1 신호 전달 및 리소좀 품질 관리에서 ADP-리보실화 인자 5 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] ARF5 토끼 pAb
비고/별칭	ARF5; F5
종	인간
유전자ID (인간)	381
유전자ID	381
면역원	재조합 단백질 인간 ARF5 (NP_001653.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84085
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩