

Wb, If/Icc, Elisa용 항Arf5 단클론 항체 - P84085

품목 번호: CM0010122



소개

인간 ARF5에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 골지 수송 및 mTOR 신호 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARF5 토끼 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	ARF5; ADP-리보실화 인자 5
종	인간
유전자 ID (인간)	381
유전자 ID	381
면역원	합성 펩티드 인간 ARF5 (P84085)의 아미노산 81-180 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84085
단백질 분자량	21 kDa
배송 방식	아이스 팩