

Wb, Elisa용 Anti-Arf6 단일클론 항체 - P62330

품목 번호: CM0003153



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료된 토끼 단일클론 anti-ARF6 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 엔도사이틱 재활용, 세포골격 역학, 신경발달 연구에서 GTPase ARF6 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARF6 Rabbit mAb
비고/별칭	ARF6; ADP-리보실화 인자 6
종	인간
GeneID (인간)	382
GeneID	382
면역원	합성 펩타이드 인간 ARF6 (P62330)의 아미노산 76-175에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62330
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백