

Wb, If/Icc, Elisa용 항Arf6 다클론 항체 - P62330

품목 번호: CM0014576



소개

인간 ARF6(P62330)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 ARF6를 인식하며 막 수송 및 세포골격 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARF6 토끼 pAb
비고/별칭	ARF6
종	인간
유전자 ID (인간)	382
유전자 ID	382
면역원	재조합 단백질: 인간 ARF6(NP_001654.1)의 아미노산 1-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62330
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩