

Anti-Arfgap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N6T3

품목 번호: CM0026369



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 검증된 고품질의 ARFGAP1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐의 ARFGAP1을 검출합니다. 막 수송 및 골지체 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARFGAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55738
GeneID	55738
면역원(Immunogen)	인간 ARFGAP1 (NP_001268411.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8N6T3
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)