


Anti-Arfgap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

품목 번호: CM0023487



소개

ARFGAP2에 대한 토끼 폴리클론항체. ARFGAP2는 ER-골지체 수송에 관여하는 ARF1의 GTPase 활성화 단백질입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ARFGAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
종	인간
GeneID (Human)	84364
GeneID	84364
면역원	인간 ARFGAP2 (NP_115765.2)의 아미노산 242-521에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N6H7
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백