


Anti-Arfgef1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y6D6

품목 번호: CM0019333



소개

Anti-ARFGEF1 Rabbit Polyclonal Antibody는 209 kDa의 골지체 관련 구아닌 뉴클레오티드 교환 인자인 인간 ARFGEF1(BIG1)을 검출합니다. 소포 수송 연구에서 WB 및 ELISA 응용에 적합하며, 인간 샘플에서 골지체 구조, 세포 극성 및 인테그린 성숙 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARFGEF1 Rabbit pAb
비고/별칭	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
종	인간
GeneID (Human)	10565
GeneID	10565
면역원	인간 ARFGEF1 (NP_006412.2)의 아미노산 220-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6D6
단백질 분자량	209kDa
배송	아이스백