

Anti-Arfrp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13795

품목 번호: CM0017599

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 Anti-ARFRP1 토끼 폴리클론 항체. 단백질 분류 및 지질단백질 지질화를 조절하는 trans-Golgi GTPase인 사람, 마우스, 래트 ARFRP1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARFRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
종	사람
GeneID (사람)	10139
GeneID	10139
면역원	사람 ARFRP1 (NP_001254476.1)의 아미노산 1-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q13795
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백