

Anti-Arginase-1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q61176

품목 번호: CM0019598

소개

마우스 Arginase-1 (Arg-1)를 타겟하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증됨. 쥐와 교차 반응함. 요소 회로, 대식세포 극화, 종양 면역 회피 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Arginase-1 Rabbit pAb
비고/별칭	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
종	마우스
GeneID (인간)	383
GeneID (마우스)	11846
면역원	마우스 Arginase-1 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q61176
단백질 분자량	34KDa
배송	아이스백