


Anti-Arginase 2 (Arg2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P78540

품목 번호: CM0003955



소개

사람 Arginase 2 (ARG2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 아르기니아제-2를 표적으로 하며, 아르기닌 대사, 면역 반응 및 내피 기능의 주요 조절 인자입니다. 면역학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Arginase 2 (ARG2) Rabbit mAb
비고/별칭	ARG2; arginase 2; Arginase 2 (ARG2)
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	384
GeneID	384
면역원	사람 Arginase 2 (ARG2) (P78540)의 아미노산 255-354 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P78540
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백