


Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Ukv8

품목 번호: CM0030687



소개

사람 Argonaute-2 (AGO2/EIF2C2)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역형광법, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. RNAi 및 유전자 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Argonaute-2 토끼 pAb
비고/별칭	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	27161
유전자 ID	27161
면역원	사람 Argonaute-2 (NP_036286.2)의 아미노산 47-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UKV8
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)