


Anti-Argonaute-2 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Ukv8

품목 번호: CM0002445



소개

사람 Argonaute-2 (Ago2)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. RNAi 및 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Argonaute-2 Rabbit mAb
비고/별칭	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Ago 2; Argonaute-2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	27161
유전자 ID	27161
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UKV8
단백질 크기	97kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)