

웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Argonaute-2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ukv8

품목 번호: CM0004710



소개

KD 검증된 Argonaute-2 rabbit monoclonal antibody로 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. RNA 간섭 및 유전자 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] Argonaute-2 Rabbit mAb
비고/별칭	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
종	인간
GeneID (인간)	27161
GeneID	27161
면역원	인간 Argonaute-2 (NP_036286.2)의 아미노산 101-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKV8
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백