


Anti-Argonaute-2 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ukv8

품목 번호: CM0030556



소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Argonaute-2 토끼 다클로날 항체(pAb). Argonaute-2는 연구용 miRNA/siRNA 유도 유전자 침묵을 매개하는 핵심 RISC 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Argonaute-2 토끼 pAb
비고/별칭	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	27161
GeneID	27161
면역원(Immunogen)	사람 Argonaute-2 (NP_036286.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9UKV8
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)